

## TRAZABILIDAD Y ESTERILIZACIÓN. EL MODELO DEL HUBU.



Autores: Daniel Fernández García <sup>(1)</sup> Carlos Millán Cachinero <sup>(2)</sup> Gina Lladó Jordan<sup>(3)</sup>
<sup>(1)</sup> Responsable de sistemas y trazabilidad. <sup>(2)</sup> Director Técnico. <sup>(3)</sup> Supervisora.

Centro de trabajo: Central de Esterilización HUBU. Burgos. Croma Gio Batta S.L.U.
Autor y email de contacto: D. Daniel Fernández. dan\_fg@hotmail.com

## RESUMEN.

LA TRAZABILIDAD EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN CONSISTE EN **OBTENER, REGISTRAR Y CONSERVAR** LA HUELLA DE TODOS LOS PROCESOS A LOS QUE SE SOMETE EL INSTRUMENTAL, CON SUS PROCEDIMIENTOS, SU COMPOSICIÓN, LA MAQUINARIA UTILIZADA, SUS CONTROLES, ETC. ES DECIR, TODA LA INFORMACIÓN QUE NOS PERMITE CONOCER EL HISTÓRICO, UBICACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL PRODUCTO.

LA TRAZABILIDAD OFRECE LA GARANTIA DE QUE LOS PROCESOS CRÍTICOS SON REGISTRADOS Y CONSERVADOS INDEFINIDAMENTE. BRINDA UNA PROTECCIÓN ANTE REQUERIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA, PREGUNTAS DEL PROPIO SISTEMA DE SALUD, Y COMO ELEMENTO DE GESTIÓN INTERNA DE LA CENTRAL.

SE RECOGEN LOS DATOS DE LA UBICACIÓN Y DESTINO DE LA ENTREGA AL CLIENTE. 1. ENTRADA EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN. SE IDENTIFICA LA FECHA Y HORA DE ENTRADA DE CADA INSTRUMENTAL.

5. ENTREGA A LOS SERVICIOS.



2. LAVADO Y DESINFECCIÓN.

> SE GUARDAN LOS DATOS DEL INSTRUMENTAL Y EL CICLO DE LAVADO CON TODOS LOS PARÁMETROS DE LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN.

SE CONSERVA LA INFORMACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN, LOS PARAMETROS DEL CICLO, ALERTAS, PERSONA QUE LO REALIZA, HORA Y COMPOSICIÓN DE LA CARGA. 4. ESTERILIZACIÓN.

PREPARACIÓN Y MONTAJE.

> EL SISTEMA ALMACENA LOS DATOS DEL MONTAJE, ARTICULOS AUSENTES, Y LO QUE EL OPERADOR CONSIDERE RELEVANTE.

## RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

DISPONEMOS DE DOBLE REGISTRO (INFORMATICO Y PAPEL) DE 64.464 CONTENEDORES DE INSTRUMENTAL, ADEMÁS DE 242.919 BOLSAS INDIVIDUALES. CORRESPONDEN A LA PRODUCCIÓN DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DESDE MAYO-2012, MES DE INICIO DE SU ACTIVIDAD.

DE FORMA DIARIA Y CONTINUADA VERIFICAMOS LA ACTIVIDAD Y LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO ESTÉRIL.

LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE CROMA GIO BATTA S.L.U. EN EL HUBU PUEDE DEMOSTRAR CONTINUAMENTE LA TRAZABILIDAD CORRECTA ANTE AUDITORÍAS DEL SACYL, LA CONCESIONARIA (EFICANZA), AGENCIAS CERTIFICADORAS EXTERNAS ASI COMO PARA VALIDAR LA AUTORIZACIÓN DE APETURA DEL MINISTERIO DE SANIDAD.

LA TRAZABILIDAD DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN ES COMPATIBLE CON LA HISTORIA CLINICA ELECTRÓNICA DEL PACIENTE.

Código HNB-CPL-014 SIN: 04 Descr. set: Cuello 04							
Set tratado a las /		C-77	ER				
Set tratado a las /			MMD				
DECON. Lavado	/ Dusinfacción						
Lav / Desint:	Lavadora 4	Nº int.:	4926		Liberada a las / del 15/03/2013 15:45:05 / SR	Estado:	Liberada
Programa: Cargado a las / de	P1 Instrumental normal st: 15/03/2013 14:17:0 MM	N° ast.:	111		Notas:		
DECON Lavado	/ Desinfacción						
Lav/Desint:	Aupter	Nº int.:	4932		Liberada a las / del : 15/03/2013 17:55:32 / SR	Estado:	Liberada
Programa: Cargado a las / de	P1 Contenedores d: 15/03/2013 16:20:9 ER	N° ext.:	1531		Notas:		
Montaje							
Set montado a las	/de 15/03/2013 19:29:50	/ SR	Not	160			
Nro.de producción	20130315000610						
Fatorilleschin Ca	rao & I Berarios						
Esterilizador:	Autoclave 3			Nº int.	5453		
Programa: Cargado a las / d	P3 134°C Contenedores 15/03/2013 19:58:47 /	SR		N° ext.	1262		
Liberada a las / d Notas:	15/03/2013 21:21:39 /	MMF		Estado			
Duranión de estar	del 180 dias	Earths car	tic 1306/2015	119 29 68			